






## Ficha técnica REF 76.69.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.69.20	broca espiral Ø 2.0mm 8.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826152765
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.0mm 8.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		