






Ficha técnica REF 77.05.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.05.40	Rust sierra p amputacion 38cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32563	GTIN	04046826153755
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-451
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;04;ai;59
Peso neto (kg)	0,760	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	38cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		