







Ficha técnica REF 77.11.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.11.34	Hohmann elevador p huesos 34mm 29cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826153984
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,170	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	34mm 29cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		