



Ficha técnica REF 77.12.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.12.04	Bennett elevador p huesos 45mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826154028
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,175	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	45mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		