



Ficha técnica REF 77.12.51

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.12.51	Blount elevador p huesos 27cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826154042
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	27cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		