






Ficha técnica REF 77.60.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.60.30	mini endoscopio Ø 1.9mm 60mm 0°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189020
GMDN	34856	GTIN	04046826154431
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,090	Manual de uso	G776000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.9mm 60mm 0°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PEEK (Polyetheretherketon)		
Otro	GLAS (Glas)		