




Ficha técnica REF 77.60.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.60.33	vaina p mini artroscopia 30° Ø 2mm 60mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826445867
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	G776101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	30° Ø 2mm 60mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		