



Ficha técnica REF 77.61.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.61.21	vaina p artroscopia universal Ø 5mm 175mm 1 llave	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826154493
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,077	Manual de uso	G776101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 5mm 175mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		