






Ficha técnica REF 77.61.29

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.61.29	obturador ro Ø 4.0mm 175mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826154554
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,042	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 4.0mm 175mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		