





Ficha técnica REF 77.61.46

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.61.46	obturador p vaina p mini artro 60mm 2.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826154660
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,052	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	60mm 2.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		