




Ficha técnica REF 77.61.59

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.61.59	vaina p artroscopia 30° Ø 5.5mm 175mm 2 llaves	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826391652
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,075	Manual de uso	G776101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	30° Ø5.5mm 175mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		