




Ficha técnica REF 77.61.83

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.61.83	tapa de silicona p 77.61.80	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826450311
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-172
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,006	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		