



Ficha técnica REF 77.67.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.67.20	bisturi filo rct 2mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35138	GTIN	04046826155506
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-248
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,058	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4116 (X50CrMoV15) 1.4021 (X20Cr13)		