






Ficha técnica REF 77.67.41

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 77.67.41 | meniscotomo rct 3mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35138 | GTIN | 04046826155544 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-248 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Peso neto (kg) | 0,058 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 3mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4116 (X50CrMoV15) | | |
| Mango | 1.4021 (X20Cr13) | | |