







Ficha técnica REF 77.88.48

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	77.88.48	tijera de gancho Ø 2.8mm 45° crv izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46421	GTIN	04046826394042
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-498
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 2.8mm 45°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		