






Ficha técnica REF 77.89.95

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 77.89.95 | pinza Duck Bill Ø 3.4mm 30° crv izq | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35732 | GTIN | 04046826157043 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-269 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,085 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | Ø 3.4mm 30° | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4034 (X46Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Mango | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Otro | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |