






Ficha técnica REF 78.03.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.03.05	mandril universal mango en T	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36235	GTIN	04046826157371
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-954
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,284	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		