







Ficha técnica REF 78.10.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.10.11	Caroll pinza p agarrar tendones 11cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826157463
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	11cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		