







Ficha técnica REF 78.12.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.12.13	Steinmann pinza p coger tendones 11.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826157531
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,021	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		