








Ficha técnica REF 78.12.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.12.15	pinza p trenzar tendones 15cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826157548
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,021	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		