





## Ficha técnica REF 78.15.02

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |  |                         |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Referencia  | 78.15.02                          | Larsen pinza p tendones 10cm bocas 2mm |                         |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana                       | 90189084                |
| GMDN  | 62466                             | GTIN                                   | 04046826157616          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                             | 15-221                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)  | 0,011                             | Manual de uso                          | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación           |                         |
|   |                                   |  |                         |
| Medicon medios  |                                   |  |                         |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                       |                         |
|   |                                   |  |                         |
| Medida  | 10cm 2mm                          | Revestimiento                          |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |  |                         |
| Material  |                                   |  |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN) |  |                         |
| Cuerpo  | 1.4024 (X15Cr13)                  |  |                         |