





Ficha técnica REF 78.15.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.15.05	Larsen pinza p tendones 10cm bocas 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826157647
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,011	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	10cm 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		