





Ficha técnica REF 78.20.06

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.20.06	Bunnell enucleador de tendones 6mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35380	GTIN	04046826157708
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-827
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,041	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	6mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		