







Ficha técnica REF 78.22.51

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.22.51	Brand enucleador de tendones red 30cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35380	GTIN	04046826157760
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-827
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		