



Ficha técnica REF 78.41.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.41.15	Shepard trocar Ø 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12844	GTIN	04046826158149
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-846
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,036	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catálogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 453.19.00 (Shepard osteótomos cilindricos Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		