



Ficha técnica REF 78.50.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	78.50.11	clavija dilatadora 4mm 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37142	GTIN	04046826158248
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-215
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,047	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	4mm 18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		