







Ficha técnica REF 79.50.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	79.50.01	aguja p prep 13.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826159924
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-836
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	13.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4310 (X10CrNi18-8) HOLZ (Holz)		