



Ficha técnica REF 79.68.88

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	79.68.88	sierra eléctrica oscilante p autopsia 230V	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826311926
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	2,083	Manual de uso	G796888
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	230V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		