






## Ficha técnica REF 87.30.92

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	87.30.92	cable monopolar 3m 4mm enchufe/enchufe protegido	
Unidad	unid.	Número de aduana	85446010
GMDN	60909	GTIN	04046826452773
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3m 4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		