






Ficha técnica REF 87.30.95

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	87.30.95	cable monop 3m enchufe/portalampara	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35042	GTIN	04046826161453
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso neto (kg)	0,084	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3m	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	SILIKON (Poly(organo)siloxane) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		