





## Ficha técnica REF 87.32.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	87.32.12	electr de aguja rct Ø 4.0mm P/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826496432
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	NIV
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 4.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen)		