





## Ficha técnica REF 87.32.20

11.12.2025

| Datos generales   |  |                                      |                |
|---|--|--------------------------------------|----------------|
| Referencia  | 87.32.20   | electr lazo de alambre Ø 5mm Ø 4.0mm |                |
| Unidad  | paq./5   | Número de aduana                     | 90189084       |
| GMDN  | 60909  | GTIN                                 | 04046826499808 |
| Clasificación   | N.A. (EU MDD)  | UMDNS-Code                           |                |
| Clasificación   | NA (EU MDD)  | Base UDI-DI                          |                |
| Peso neto (kg)  | 0,005  | Manual de uso                        |                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación         | NIV            |
|    |  |                                      |                |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL ) |                                      |                |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                     |                |
|  |  |                                      |                |
| Medida  | Ø 5mm Ø 4.0mm  | Revestimiento                        |                |
| Condiciones de almacenamiento   |  |                                      |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                              |  |                                      |                |
| Material  |  |                                      |                |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |                                      |                |
| Cuerpo<br>Otro  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>PTFE (Polytetrafluorethylen)                         |                                      |                |