





Ficha técnica REF 87.32.32

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	87.32.32	electr de bola rct Ø 2mm Ø 4.0mm	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826499846
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	NIV
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.0mm Ø 4.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen)		