





Ficha técnica REF 87.33.24

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|--|----------------|
| Referencia | 87.33.24 | electr de lazo de cinta Ø 10mm Ø 2.4mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826162061 |
| Clasificación | N.A. (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Clasificación | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,005 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | NIV |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | Ø 10mm Ø 2.4mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Otro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen) | | |