





Ficha técnica REF 87.33.52

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	87.33.52	alargamiento p electr 17.5cm Ø 2.4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826162146
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	NIV
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	17.5cm Ø 2.4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Tornillo	PA (Polyamid)		
Otro	PTFE (Polytetrafluorethylen)		