







Ficha técnica REF 87.33.80

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	87.33.80	mango p electr dent Ø 1.6mm c cavo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826162221
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,300	Manual de uso	G873370
Latex free	si	Instrucciones de preparación	NIV
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 1.6mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PA (Polyamid)		
Otro	2.0060 (Cu-ETP)		