





## Ficha técnica REF 87.34.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	87.34.15	electr de aguja rct 10cm Ø 4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826162306
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	NIV
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10cm Ø 4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen) PA (Polyamid)		