








Ficha técnica REF 88.00.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.00.21	cable bipolar Ø 12.5mm 5m	
Unidad	unid.	Número de aduana	85446010
GMDN	35042	GTIN	04046826163174
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso neto (kg)	0,127	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.06.28 (prospecto pinzas bipolares no adherentes)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 12.5mm 5m	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.0060 (Cu-ETP)		
Mango	PA (Polyamid)		
Otro	SI (Silicon_(Polysiloxane))		