



## Ficha técnica REF 88.00.24

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.00.24	cable bipolar Ø 8mm 5m	
Unidad	unid.	Número de aduana	85446010
GMDN	35042	GTIN	04046826163204
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso neto (kg)	0,090	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.06.28 (prospecto pinzas bipolares no adherentes)
----------------	--

## Imagen completa

## Imagen detallada



Medida	Ø 8mm 5m	Revestimiento	
--------	----------	---------------	--

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	2.0060 (Cu-ETP)
Mango	PA (Polyamid)
Otro	SI (Silicon_(Polysiloxane) )