







Ficha técnica REF 88.00.28

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.00.28	cable bipolar Ø 4mm enchufe plano 3m 29mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	85446010
GMDN	60909	GTIN	04046826427436
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 4mm 3m	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	SI (Silicon_(Polysiloxane)) PP_20%GF (Polypropylen_20%Glasfaser)		