



Ficha técnica REF 88.08.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.08.02	pinza bipolar non-s bay 20cm 0.6mm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826423698
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G880702
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK10
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.06.28 (prospecto pinzas bipolares no adherentes)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	20cm 0.6mm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		