






## Ficha técnica REF 88.08.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.08.15	pinza bipolar non-s bay 24cm 2.0mm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826423827
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G880702
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK10
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 451.06.28 (prospecto pinzas bipolares no adherentes)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	24cm 2.0mm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		