



Ficha técnica REF 88.08.77

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.08.77	pinza bipolar non-s bay 22cm 0.6mm rct 45° acod arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826435318
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G880702
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK10
			
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 451.06.28 (prospecto pinzas bipolares no adherentes)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	22cm 0.6mm 45°	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		