






## Ficha técnica REF 88.17.07

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.17.07	pinza bipolar 16.5cm acod agu	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163303
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,031	Manual de uso	G880702
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	16.5cm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) PTFE (Polytetrafluorethylen)		