





Ficha técnica REF 88.24.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.24.03	pinza bipolar bay 24.0cm agu 0.3mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163471
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	G880702
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	24.0cm sp 0.3mm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	PTFE (Polytetrafluorethylen)		