






Ficha técnica REF 88.70.05

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|--|------------------------------|---|
| Referencia | 88.70.05 | pinza bipolar bay 19.0cm agu | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 47848 | GTIN | 04046826163730 |
| Clasificación | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-502 |
| Clasificación | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,044 | Manual de uso | G880702 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) | | |
| Imagen completa | | Imagu detallada | |
|   | | | |
| Medida | 19.0cm | Revestimiento | Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Otro | 1.4021 (X20Cr13) PTFE (Polytetrafluorethylen) | | |