






## Ficha técnica REF 88.70.38

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.70.38	pinza bipolar bay 19.0cm ang hacia arr ro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163761
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,027	Manual de uso	G880702
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	19.0cm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) PTFE (Polytetrafluorethylen)		