






Ficha técnica REF 88.80.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.80.05	cánula irrigac Ø 5mm 33cm LL c válvula de trompeta	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826163815
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,053	Manual de uso	G888005
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 5mm 33cm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	2.0401 (CuZn39Pb3)		