






Ficha técnica REF 88.80.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.80.13	vastago de electrodo p 88.80.12	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163884
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,013	Manual de uso	G888010
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		