



## Ficha técnica REF 88.80.38

11.12.2025

| Datos generales                                                                    |                                   |                                |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                         | 88.80.38                          | pinza de coag bipolar ondulada |                                                                     |
| Unidad                                                                             | unid.                             | Número de aduana               | 90189084                                                            |
| GMDN                                                                               | 32684                             | GTIN                           | 04046826307950                                                      |
| Clasificación                                                                      | 2b (EU MDD)                       | UMDNS-Code                     | 11-502                                                              |
| Clasificación                                                                      | 9 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                    |                                                                     |
| Peso neto (kg)                                                                     | 0,254                             | Manual de uso                  | G888038                                                             |
| Latex free                                                                         | si                                | Instrucciones de preparación   | MPK02                                                               |
|   |                                   |                                |                                                                     |
| Medicon medios                                                                     |                                   |                                |                                                                     |
| Imagen completa                                                                    |                                   | Imagen detallada               |                                                                     |
|  |                                   |                                |                                                                     |
| Medida                                                                             |                                   | Revestimiento                  | Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores |
| Condiciones de almacenamiento                                                      |                                   |                                |                                                                     |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |                                   |                                |                                                                     |
| Material                                                                           |                                   |                                |                                                                     |
|                                                                                    | N° de material (Denominación DIN) |                                |                                                                     |
| Cuerpo                                                                             | 1.4310 (X10CrNi18-8)              |                                |                                                                     |
| Mango                                                                              | PEEK (Polyetheretherketon )       |                                |                                                                     |
| Otro                                                                               | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |                                |                                                                     |